

Поликлональное Антитело Anti-Chd2 Для Wb, Elisa - O14647

Артикул: CM0014021

введение

Поликлональное кроличье антитело к CHD2, валидированное для WB и ELISA с использованием человеческого CHD2. Идеально подходит для исследований ремоделирования хроматина, миогенеза и регуляции транскрипции в клеточных линиях человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CHD2
Примечания/псевдонимы	EEOC, DEE94, CHD2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1106
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1729-1828 человеческого CHD2 (NP_001262.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O14647
Молекулярная масса белка	211 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом