

Кроличье Моноклональное Антитело Против Chd3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах (If-P), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Elisa - Q12873

Артикул: CM0007931

введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело против CHD3 для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Определяет CHD3 человека, мыши, крысы — белок массой 227 кДа, компонент хроматин-ремоделирующего комплекса NuRD, участвующий в транскрипционной репрессии. Идеально для исследований в области эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHD3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ZFH; Mi-2a; SNIBCP5; Mi2-ALPHA; CHD3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1107
GeneID	1107
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12873
Молекулярная масса белка	227 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом