

Анти-Chd3 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q12873

Артикул: CM0023413

введение

Поликлональные антитела кролика против CHD3 (Mi-2alpha), валидированные для WB и ELISA. Для исследований ремоделирования хроматина и комплекса NuRD. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHD3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ZFH; Mi-2a; SNIBCP5; Mi2-ALPHA; CHD3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1107
GeneID	1107
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1900-2000 человеческого CHD3 (NP_001005273.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12873
Молекулярный вес белка	227кДа
Доставка	Ледяной пакет