


Моноклональное Антитело Anti-Chd4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q14839

Артикул: CM0007135



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CHD4, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белками. Мишень является АТФ-зависимым ремоделером хроматина в комплексе NuRD, участвующим в регуляции транскрипции и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHD4 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CHD-4; Mi-2b; SIHIES; Mi2-BETA; CHD4
Вид	Человек
ID гена	1108
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1520-1700 человеческого CHD4. (NP_001264.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекреактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14839
Молекулярный вес белка	218kDa
Доставка	Сумка со льдом