

Поликлональное Антитело Anti-Chd4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q14839

Артикул: CM0016346



введение

Поликлональное кроличье антитело к CHD4, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Для исследований ремоделирования хроматина и репарации ДНК. Swiss-Prot: Q14839.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CHD4
Примечания/синонимы	CHD-4; Mi-2b; SINIWES; Mi2-BETA; CHD4
Вид	Человек
GeneID (человек)	1108
GeneID	1108
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1520-1690 человеческого CHD4 (NP_001264.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14839
Молекулярная масса белка	218 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом