

Поликлональное Антитело Anti-Chd9 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q3L8U1

Артикул: CM0018320

введение

Кроличье pAb к CHD9 - валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует CHD9 человека и мыши (предсказанная масса 326 кДа) - ремоделер хроматина, участвующий в регуляции транскрипции. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 85-190). Для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CHD9
Примечания/Алиасы	AD013; CHD-9; CREMM; KISH2; PRIC320; CHD9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	80205
ID гена	80205
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 85-190 белка CHD9 человека (NP_079410.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q3L8U1
Молекулярная масса белка	326 кДа
Доставка	В пакете со льдом