

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Chdh Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q8Ne62

Артикул: CM0019288

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CHDH (холиндегидрогеназа, митохондриальная). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; выявляет белок у человека, мыши и крысы. Подходит для изучения метаболизма холина, митофагии и связанных с ними путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHDH, поликлональное антитело кролика
Примечания/синоним	CHDH
Вид	Человек
GeneID (человек)	55349
GeneID	55349
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 245-594 человеческого CHDH (NP_060867.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NE62
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом