

## Поликлональное Антитело Anti-Chek2 Для Wb, Elisa — Q9Z265

Артикул: CM0020193

### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого Chek2, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, с перекрёстной реактивностью с человеческими и мышинными белками. Идеально подходит для исследований ответа на повреждение ДНК и контрольных точек клеточного цикла в области онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье поликлональное антитело против Chek2                                                                                      |
| Примечания/синонимы       | CHK2; Cds1; Rad53; HUCDS1; Chek2                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| GeneID (человек)          | 50883                                                                                                                              |
| GeneID                    | 50883                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–215 человеческого Chek2. (NP_057890.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь                                                                                                                      |
| SWISS                     | Q9Z265                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 61 кДа                                                                                                                             |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                     |