

Поликлональное Антитело Против Cherp Для Wb, Elisa — Q8Iwx8

Артикул: CM0030596

введение

Кроличье поликлональное антитело к CHERP, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживает белок CHERP человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований гомеостаза кальция и функции эндоплазматической сети.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHERP Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	SRA1; DAN16; SCAF6; CHERP
Вид	Человек
ID гена (человек)	10523
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 650-750 CHERP человека (NP_006378.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IWX8
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	Холодовой пакет