

Поликлональное Антитело Anti-Chga Для Wb, Elisa — P10645

Артикул: CM0020780



введение

Кроличье поликлональное антитело к CHGA, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с CHGA человека и мыши (51 кДа) — белком семейства гранинов, регулирующим секрецию гормонов и врождённый иммунитет. Подходит для нейроэндокринных и сердечно-сосудистых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CHGA
Примечания/синонимы	CGA; PHE5; PHES; CHGA
Вид	Человек
ID гена (человек)	1113
ID гена	1113
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 230–380 человеческого CHGA (NP_001266.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P10645
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом