

Кроличье Поликлональное Антитело Против Chgb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P05060

Артикул: CM0026563

введение

Кроличье rAb против CHGB (SCG1) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет секретогранин-1 человека и мыши, белок нейроэндокринных секреторных гранул. Подходит для исследований в области мозгового вещества надпочечников, феохромоцитомы и изучения биомаркеров спинномозговой жидкости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против CHGB
Примечания/Альтернативные названия	SCG1; CHGB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1114
ID гена	1114
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого CHGB (NP_001810.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05060
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	В пакете со льдом