

Поликлональные Антитела Anti-Chi3L2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q15782

Артикул: CM0030523



введение

Поликлональные кроличьи антитела к CHI3L2, валидированные для Вестерн-блота (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Направлены против человеческого хитиназа-3-подобного белка 2 (YKL-39) — секретируемого лектина с высокой экспрессией в хондроцитах, идеально подходит для исследований биологии хряща.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHI3L2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CHIL2; YKL39; YKL-39; CHI3L2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1117
ID гена	1117
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 27-390 человеческого CHI3L2 (NP_003991.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15782
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Айс-пак