


Кроличья Поликлональная Антитело К Chia Для Wb, Ihc-P, Ифа - Q9Bzр6

Артикул: CM0028254



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческой кислой маммальной хитиназе (CHIA) для применений в Вестерн-блоттинге, иммуногистохимии и ИФА. Подходит для исследований метаболизма хитина, иммунитета Th2 и бронхиальной астмы. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CHIA
Примечания/алиасы	CHIT2; AMCASE; TSA1902; CHIA
Вид	Человек
ID гена (человек)	27159
ID гена	27159
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-368 человеческого CHIA (NP_001244932.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BZP6
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодопак