

Кроличье Поликлональное Антитело Против Куриного IL12B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6X0K9

Артикул: CM0023560

введение

Кроличье поликлональное антитело против куриного IL12B, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает куриный IL-12B (IL-12p40), секретируемую субъединицу цитокина массой 36 кДа. Идеально для исследований в области иммунологии птиц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против куриного IL12B
Примечания/Альтернативные названия	IL-12B; IL-12p40
Вид	Курица (Gallus)
GeneID	404671
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 21-315 куриного IL12B (NP_998736.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Курица (Gallus)
SWISS	Q6X0K9
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом