

Антитела Кролика Против Chit1 (Поликлональные) Для Wb, IHC-P, Elisa - Q13231

Артикул: CM0019591



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого CHIT1 (хитиотриозидазы-1), подходящие для WB, IHC-P и ELISA.

Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Идеальны для исследований метаболизма хитина и иммунной защиты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHIT1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CH13; CHIT; CHITD; CHIT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1118
GeneID	1118
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 217-466 человеческого CHIT1 (NP_003456.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13231
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом