


Поликлональные Антитела Против Chk1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O14757

Артикул: CM0022767



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Chk1 (Checkpoint kinase 1), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Подходят для исследований контрольных точек клеточного цикла и реакции на повреждение ДНК. Распознают белок Chk1 человека, ~54 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Chk1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CHK1; Chk1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1111
GeneID	1111
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 148-307 Chk1 (NP_001265.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14757
Молекулярный вес белка	54kDa
Доставка	Сумка со льдом