

Кроличья Моноклональная Антитело Против Chk1 Для Wb, IHC-P, Elisa - O14757

Артикул: CM0009279



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против Chk1 для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафиновые срезы) и ИФА. Реагирует с человеческим Chk1 – контрольной киназой с молекулярной массой 54 кДа, участвующей в ответе на повреждение ДНК и регуляции клеточного цикла. Идеально подходит для исследований в области онкологии и изучения целостности генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к Chk1
Примечания/алиасы	CHK1; CHEK1; Chk1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1111
ID гена	1111
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого белка Chk1 (O14757).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14757
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодильный пакет