


## Анти-Chk1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14757

Артикул: CM0028010



### введение

Поликлональные антитела кролика против Chk1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный Chk1 (54 кДа). Идеальны для исследований контрольных точек клеточного цикла и репарации повреждений ДНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Chk1 кролик pAb                                                                                                        |
| Примечания/Псевдоним      | CHK1; Chk1                                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                |
| ID гена (Человек)         | 1111                                                                                                                   |
| ID гена                   | 1111                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 148-307 Chk1 (NP_001265.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                   |
| SWISS                     | O14757                                                                                                                 |
| Молекулярный вес белка    | 54кДа                                                                                                                  |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                         |