


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Chk2 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O96017

Артикул: CM0016467



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческой киназы Chk2 (CHEK2), валидированное для WB, IF/ICC, IP и ELISA. Идеально подходит для изучения ответа на повреждение ДНК, контрольных точек клеточного цикла и сигнальных путей апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье pAb против Chk2
Примечания/псевдонимы	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	11200
Идентификатор гена	11200
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого Chk2 (NP_009125.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O96017
Молекулярная масса белка	61 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом