

Моноклональное Антитело Кролика К Chm Для Вестерн-Блота, Ифа — P24386

Артикул: CM0009168

введение

Моноклональное антитело кролика к CHM для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает белок человека Rab escort protein 1 (REP-1), необходимый для пренилирования белков Rab. Подходит для анализа цитозольных белков. — P24386

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHM кроличье мАнт
Примечания/псевдонимы	TCD; GGTA; REP-1; DXS540; HSD-32; CHM
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	1121
ID гена	1121
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 CHM человека (P24386)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P24386
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Сумка-холодильник