

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Chm Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P24386

Артикул: CM0026931

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CHM (REP-1, белок хориоидеремии). Рекомбинантный иммуноген (а.к. 120-210). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Необходимо для исследований геранилгеранилирования Rab и внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против CHM
Примечания/Псевдоним	TCD; GGTA; REP-1; DXS540; HSD-32; CHM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1121
GeneID	1121
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-210 человеческого CHM (NP_000381.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P24386
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	В ледяном пакете