

Поликлональные Кроличьи Антитела К Chml Для Wb, If/Icc, Elisa - P26374

Артикул: CM0024495

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого CHML (REP2), компонента А раб-геранилгеранилтрансферазы, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходят для изучения пренилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к CHML
Примечания/Псевдоним	REP2; CHML
Вид	Человек
Генный ID человека	1122
Генный ID	1122
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CHML (NP_001812.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P26374
Молекулярный вес белка	74кДа
Доставка	Сумка со льдом