

Поликлональные Антитела Против Chmp1A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nd42

Артикул: CM0016060



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против CHMP1A, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Идеально подходят для изучения комплекса ESCRT-III, формирования мультивезикулярных телец, цитокинеза и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против CHMP1A
Примечания/Псевдонимы	PCN8; CHMP1; PRSM1; PCOLN3; VPS46A; VPS46-1; CHMP1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5119
GeneID	5119
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-196 человеческого CHMP1A (NP_002759.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9ND42
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом