


Поликлональные Антитела Против Chmp2A Для Wb, Elisa - 043633

Артикул: CM0015028



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CHMP2A, основного компонента ESCRT-III. Подходят для применения в WB и ELISA. Идеальны для изучения эндосомального сортирования, цитокинеза и отпочковывания вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против CHMP2A
Примечания/Псевдоним	BC2; BC-2; VPS2; CHMP2; VPS2A; CHMP2A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27243
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-222 человеческого CHMP2A (NP_055268.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43633
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом