

Поликлональное Антитело Против Chmp2B Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uqn3

Артикул: CM0014062



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CHMP2B, подходящее для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Целевой белок является основным компонентом ESCRT-III, участвующим в сортировке MVB и делении мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CHMP2B
Примечания/синонимы	DMT1; ALS17; VPS2B; VPS2-2; CHMP2.5; FTDALS7; CHMP2B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	25978
Идентификатор гена	25978
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-213 человеческого CHMP2B (NP_054762.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9UQN3
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Пакет со льдом