

Анти-Chmp2B Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqn3

Артикул: CM0003233



введение

Кроличий моноклональный антитело к CHMP2B, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши и крысы. Мишень — белок комплекса ESCRT-III, участвующий в эндосомальном сортировке и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHMP2B кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	DMT1; ALS17; VPS2B; VPS2-2; CHMP2.5; FTDALS7; CHMP2B
Вид	Человек
GeneID (человек)	25978
GeneID	25978
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 114-213 человеческого CHMP2B (Q9UQN3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UQN3
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумка со льдом