

Кроличья Поликлональная Антитело К Chmp4B Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9H444

Артикул: CM0027374



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на CHMP4B (VPS32B), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований комплекса ESCRT-III в формировании мультивезикулярных телец, цитокинезе и вирусологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье pAb к CHMP4B
Примечания/Альтернативные названия	SNF7; CTPP3; Shax1; CHMP4A; SNF7-2; VPS32B; CTRCT31; Vps32-2; C20orf178; dj553F4.4; CHMP4B
Вид	Человек
GeneID (человек)	128866
GeneID	128866
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H444
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	В термосумке со льдом