

Поликлональное Кроличье Антитело К Chn1 Для Вб И Ифа - P15882

Артикул: CM0025682



введение

Поликлональное кроличье антитело к CHN1, валидированное для вестерн-блота и ИФА, реагирует с белком человека, мыши и крысы. Получено против рекомбинантного белка CHN1, идеально подходит для изучения нейронного развития и аксонного наведения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHN1 кроличье пАб
Примечания/Альясы	NC, CHN, DURS2, ARHGAP2, RHOGAP2, CHN1
Вид	Человек
GeneID	1123
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого CHN1 (NP_001813.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15882
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Холодовой пакет