

Поликлональное Антитело Кролика Против Chodl Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H9P2

Артикул: CM0020876

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок CHODL (хондролектин), для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуноферментном анализе (ELISA). Детектирует изоформы мыши и крысы. Подходит для исследований роста нейритов, наведения аксонов и развития нервной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против CHODL (pAb)
Примечания / Алиасы	MT75; PRED12; C21orf68; CHODL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	140578
GeneID	140578
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-210 человеческого белка CHODL (NP_001191103.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H9P2
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом