


Поликлональные Антитела Anti-Chp1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q99653

Артикул: CM0020595



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CHP1, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на гомологичный белку кальциневрина В протеин 1 (22 кДа), участвующий в регуляции pH и везикулярном трафике.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHP1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CHP; p22; p24; SPAX9; Sid470p; SLC9A1BP; CHP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	11261
GeneID	11261
Иммуноген	Рекомбинантный слитый протеин, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-195 человеческого CHP1 (NP_009167.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99653
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Айс-блок