


Поликлональные Антитела Anti-Chpt1 Для Вб, Ифа - Q8Wud6

Артикул: CM0021104



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому СНРТ1, валидированные для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Холинофосфотрансфераза 1 катализирует последнюю стадию синтеза фосфатидилхолина, критически важного для биогенеза мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	СНРТ1 кроличья пАт
Примечания/Альтернативные названия	СРТ, СРТ1, СНРТ1
Вид	Человек
ИД гена	56994
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого СНРТ1 (NP_064629.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WUD6
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодильный пакет