

Поликлональное Антитело Против Chrac1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9Nrg0

Артикул: CM0013408

введение

Кроличье поликлональное антитело против белка 1 комплекса доступности хроматина (CHRA1). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA, распознает CHRA1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ремоделирования хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] CHRA1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	YCL1; CHAC1; CHAC15; CHAC-1; CHAC15; CHAC-15; C1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54108
ID гена	54108
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-131 белка CHRA1 человека (NP_059140.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRG0
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом