

Поликлональное Антитело Кролика Против Chrac1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nrg0

Артикул: CM0029258

введение

Поликлональное антитело кролика против CHRAC1 для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленное на белок комплекса доступности хроматина 1 человека (CHRAC1, 15 кДа). Валидировано для исследовательского использования в исследованиях ремоделинга хроматина и репликации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против CHRAC1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	YCL1; CHARC1; CHARC15; CHRAC-1; CHRAC15; CHRAC-15; CHRAC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54108
GeneID	54108
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-131 белка CHRAC1 человека (NP_059140.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NRG0
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом