

Анти-Chrd Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q9H2X0

Артикул: CM0022149

введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого CHRD (Chordin), валидированный для WB и ELISA. Подходит для перекрестной реакции с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований в области биологии развития и сигнального пути BMP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHRD кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	CHRD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8646
GeneID	8646
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 686-955 человеческого CHRD (NP_003732.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H2X0
Molecular Weight	102kDa
Доставка	Сумка со льдом