

Антитела Кролика Против Chrfam7A (Поликлональные) Для Wb, IHC-P, Elisa - Q494W8

Артикул: CM0028805

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого CHRFAM7A (слитый белок CHRNA7-FAM7A), валидированные для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований в области нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CHRFAM7A кролик pAb
Примечания/Псевдоним	D-10; CHRNA7; NACHRA7; CHRNA7-DR1; CHRFAM7A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	89832
GeneID	89832
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого CHRFAM7A (NP_647536.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q494W8
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом