

Поликлональное Антитело Против Chrm1 Для Вб, Иф/Их, Ифа - P11229

Артикул: CM0022849



введение

Кроличье поликлональное антитело к CHRM1, нацеленное на мускариновый ацетилхолиновый рецептор M1 (P11229). Валидировано для ВБ, ИФ/ИХ, ИФА с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований GPCR и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	CHRM1 кроличье пАб
Примечания/аллиасы	M1, NM1, M1R, CHRM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1128
GeneID	1128
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11229
Молекулярная масса белка	51кДа
Доставка	Айс-пак