

Поликлональное Антитело Anti-Chrm1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11229

Артикул: CM0021884



введение

Кроличье поликлональное антитело к CHRM1 нацелено на мускариновый ацетилхолиновый рецептор M1 и валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигналинга GPCR и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CHRM1
Примечания/синонимы	M1, HM1, M1R, CHRM1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1128
Идентификатор гена	1128
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 251-350 человеческого CHRM1 (NP_000729.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11229
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом