


Поликлональное Антитело Anti-Chrm3 Для Wb, Elisa — P20309

Артикул: CM0022004



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CHRM3. Подходит для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Рекombинантный иммуноген (а.к. 390–475). Идеально подходит для исследований передачи сигналов GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CHRM3
Примечания/синонимы	HM3, PBS, EGBRS, CHRM3
Вид	Человек
GeneID (человек)	1131
GeneID	1131
Иммуноген	Рекombинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 390–475 человеческого CHRM3 (NP_000731.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P20309
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент