

Поликлональные Антитела Против Chrm5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P08912

Артикул: CM0024980



введение

Кроличьи rAb против CHRM5, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирующие с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований сигнальных путей GPCR и изучения мускариновых рецепторов в нейробиологии и фармакологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против CHRM5
Примечания/Псевдоним	HM5; CHRM5
Вид	Человек
GeneID (человек)	1133
GeneID	1133
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 275-370 человеческого CHRM5 (NP_036257.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08912
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	В ледяном пакете