


Поликлональные Антитела Против Chrna1 Для Wb, If, Ihc, Elisa - P02708

Артикул: CM0026988



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CHRNA1, подходящие для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Обнаруживают белок CHRNA1 человека и мыши, ~52 кДа. Идеальны для исследований нервно-мышечных соединений и ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против CHRNA1
Примечания/Псевдонимы	ACHRA; ACHRD; CHRNA; CMS1A; CMS1B; CMS2A; FCCMS; SCCMS; CHRNA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1134
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 105-220 человеческого CHRNA1 (NP_000070.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P02708
Молекулярный вес белка	52 кДа
Доставка	Сумка со льдом