


Кроличья Поликлональная Антитело К Chrna3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P32297

Артикул: CM0024432



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к CHRNA3, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Осуществляет перекрестную реакцию с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и изучения рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHRNA3 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	LNCR2; PAOD2; BAIPRCK; NACHRA3; CHRNA3
Вид	Человек
ID гена (человек)	1136
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 32–240 человеческого CHRNA3 (NP_000734.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P32297
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодильный пакет