

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Chrna5 Для Wb И Elisa — P30532

Артикул: CM0021190

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на CHRNA5, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с CHRNA5 человека и мыши — субъединицей нейронального никотинового рецептора, участвующей в никотиновой зависимости. Подходит для исследований в области нейронауки и зависимости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHRNA5 Rabbit pAb
Примечания/псевдоним	LNCR2; CHRNA5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1138
Идентификатор гена	1138
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий аминокислоты 23-240 человеческого CHRNA5 (NP_000736.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P30532
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом