

Анти-Chrna6 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q15825

Артикул: CM0028594



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого CHRНА6, валидированные для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши. Идеально подходят для изучения никотиновых ацетилхолиновых рецепторов в нейробиологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHRNA6 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CHNRA6; CHRNA6
Вид	Человек
GeneID (человек)	8973
GeneID	8973
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15825
Молекулярный вес белка	57кDa
Доставка	Сумка со льдом