

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Chrna7 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P36544

Артикул: CM0022961



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против CHR7 (альфа-7 nAChR). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген нацелен на внеклеточный домен. Идеально подходит для исследований нейровоспаления и холинергической передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против CHR7
Примечания/синонимы	NACHRA7; CHR7-2; CHR7
Вид	Человек
ID гена (человек)	1139
ID гена	1139
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23–230 человеческого CHR7 (NP_001177384.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P36544
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом