

Кроличыи Поликлональные Антитела К Chrna9 Для Wb, Elisa - Q9Ugm1

Артикул: CM0025482



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к субъединице альфа-9 нейронального ацетилхолинового рецептора человека (CHRNA9). Валидированы для методов WB и ELISA, обладают реактивностью к образцам человека, мыши и крысы. Идеально подходят для нейробиологических исследований и изучения ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи пАт к CHRNA9
Примечания/Синонимы	NACHRA9; HSA243342; CHRNA9
Вид	Человек
GeneID (человек)	55584
GeneID	55584
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UGM1
Молекулярная масса белка	55 кДа
Транспортировка	Хлодопакет