


Кроличья Поликлональная Антитело К Chrb2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P17787

Артикул: CM0030557



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий CHRNA2 (бета-2 субъединица нейронального никотинового рецептора). Подходит для WB, IF/ICC, ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHRNA2 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	EFNL3; nAChRB2; CHRNA2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1141
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 340-430 человеческого CHRNA2 (NP_000739.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17787
Молекулярная масса белка	57кДа
Доставка	Холодильный пакет