


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Chrne Для Wb, Elisa — Q04844

Артикул: CM0016215



введение

Поликлональное кроличье антитело к CHRNE, валидированное для WB и ELISA, распознающее эпсилон-субъединицу ацетилхолинового рецептора человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нервно-мышечного соединения и ионных каналов. SWISS: Q04844.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CHRNE
Примечания/синонимы	MGI; FIM1; FIMG; ACHRE; CMS1D; CMS1E; CMS2A; CMS4A; CMS4B; CMS4C; FCCMS; FIMG1; SCCMS; CMS1A1; CHRNE
Вид	Человек
GeneID (человек)	1145
GeneID	1145
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-239 человеческого CHRNE (NP_000071.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q04844
Молекулярная масса белка	55 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом