

Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Против Хромогранина А Для If-P, Ihc-P, Elisa — P10645

Артикул: CM0010910



введение

Мышиное моноклональное антитело кролика против хромогранина А, валидированное для IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нейроэндокринной системы, сердечно-сосудистой системы и врождённого иммунитета. — P10645

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное мАб кролика против хромогранина А
Примечания/синонимы	CGA; PHE5; PHES; хромогранин А
Вид	Человек
GeneID	1113
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 хромогранина А человека (P10645)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10645
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет