

Поликлональные Антитела Против Chuk (Ikka) Для Иф/Мцк, Иф-П, Ифа - G3V926

Артикул: CM0020569

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против крысиного CHUK (IKK α , IkBKA). Валидированы для ИФ/МЦК, ИФ-П, ИФА с перекрестной реактивностью на человека и мышь. Идеально подходят для исследований сигнального пути NF- κ B.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHUK Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Ikka; Ikbka
Вид	Крыса
GeneID (Человек)	1147
GeneID	309361
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-660 крысиного CHUK (NP_001101058.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/МЦК, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	G3V926
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	В ледяном пакете