

Кроличья Моноклональная Антитело Anti-Chx10 (Vsx2) Для Вестерн-Блота И Ифа - P58304

Артикул: CM0002269

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CHX10 (VSX2), валидировано для Вестерн-блота и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований развития сетчатки и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHX10 Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	RET1; CHX10; NOX10; MCOP2; MCOPCB3
Вид	Человек
GeneID (человек)	338917
GeneID	338917
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 262-361 человеческого CHX10 (P58304)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P58304
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодильный пакет